

ОКП 9451



PC EAC

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Солнышко»

_____ Е. Е. Басыров

« ____ » _____ 20 ____ г.

**ОБЛУЧАТЕЛЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
ОУФб-08 «Солнышко»**

ПАСПОРТ

ИЕСУ.941513.002 ПС

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 При покупке облучателя ультрафиолетового бактерицидного ОУФб-08 «Солнышко» (далее по тексту – облучатель) требуйте проверки его работоспособности.

Проверку работоспособности проводить при соблюдении мер безопасности, указанных в настоящем паспорте.

1.2 Убедитесь в том, что в гарантийном талоне на приборе поставлен штамп магазина или продавца.

1.3 Гарантийный талон высылается вместе с прибором, если прибор направляется на ремонт изготовителю, при этом все необходимые графы гарантийного талона должны быть заполнены.

1.4 Помните, что при утере гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

1.5 Проверьте комплектность прибора.

1.6 Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по применению.

1.7 Прибор должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от 10 °С до 35 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С.

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный ОУФб-08 "Солнышко" декларирован в Органе по сертификации продукции Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России).

Декларация о соответствии № _____

Срок действия декларации с _____ по _____

Регистрационное удостоверение МЗ РФ № _____.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный ОУФб-08 "Солнышко" (далее по тексту – облучатель) предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях всех категорий с целью профилактики бактериального загрязнения в отсутствии людей.

1.2 Облучатель является облучателем открытого типа и должен применяться в помещении группы Б по Р 3.5.1904-04.

1.3 В качестве источника УФ-излучения применяются две бактерицидные лампы мощностью по 36 Вт

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Напряжение питания (220 ± 22) В, 50Гц.

2.2 Бактерицидная облученность на расстоянии 1 м не менее 230 мкВт/см².

2.3 Длина волны УФ-излучения облучателя от 250 нм до 254 нм.

2.4 Производительность облучателя

- при бактерицидной эффективности 85 % - 320 м³/ч
- при бактерицидной эффективности 90 % - 290 м³/ч
- при бактерицидной эффективности 95 % - 200 м³/ч
- при бактерицидной эффективности 99,9 % - 90 м³/ч

Примечание: Бактерицидная эффективность по *S.aureus*

2.5 Максимальная потребляемая мощность от сети не более 100 ВА.

2.6 Габаритные размеры облучателя 560x160x210 мм, допускаемое отклонение размеров не более ± 5 мм.

2.7 Масса облучателя не более 2,5 кг. $\pm 0,1$ кг.

2.8 По электробезопасности облучатель соответствует ГОСТ 12.2.091, степень загрязнения 1.

2.9 По электромагнитной совместимости облучатель должен соответствовать ГОСТ Р 51522.1, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3.

2.10 Облучатель должен обеспечивать загорание ламп через 1 мин (± 3 сек) после нажатия кнопки ПУСК. До момента включения ламп должен подаваться прерывистый звуковой сигнал. Время непрерывной работы облучателя не более 12 ч.

2.11 Ресурс наработки лампы не менее 8000 ч

2.12 Средний срок службы до списания 8 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки облучателя бактерицидного ОУФб-08

должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1 – Комплект поставки ОУФб-08

Наименование	Обозначение	Количество
1 Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный ОУФб-08 «Солнышко»	ИЕСУ 941513.002	1
2 Бактерицидные ультрафиолетовые лампы	LTC 36W/2G11 LightTech, Венгрия	2*
3 Паспорт	ИЕСУ.941513.002 ПС	1
4 Руководство по эксплуатации	ИЕСУ.941513.002 РЭ	1

* допускается комплектовать большим количеством ламп по согласованию с заказчиком

4 УТИЛИЗАЦИЯ

4.1 В зависимости от степени эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания бактерицидные лампы относятся к классу Г и должны утилизироваться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790

4.2 Прочие части Облучателя не содержат элементов, веществ и материалов, опасных для жизни, здоровья человека и окружающей среды и не требуют специальных мер безопасности при утилизации.

Утилизация осуществляется на общих основаниях, а при наличии программы сбора и обработки отходов, определенной местными органами власти, утилизация осуществляется в соответствии с этой программой как для бытовых приборов, не содержащих опасных для окружающей среды элементов.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

5.1 Облучатель в упаковке может храниться в закрытых неотапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 40 °С до минус 50 °С и относительной влажности не более 98 % при 25 °С при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

5.2 При транспортировании и хранении облучателя в целях предохранения от повреждения необходимо качественно упаковать изделие.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный ОУФб-08 «Солнышко»

№ _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9451-001-25616222-2014 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие облучателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации облучателя 12 месяцев со дня продажи потребителю через торговую сеть.

7.3 Гарантийный срок хранения в упаковке 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийный талон

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт предприятием-изготовителем облучателя ультрафиолетового бактерицидного ОУФб-08 «Солнышко»

Линия отреза

Действителен по заполнении

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет изготовитель

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный ОУФб-08
«Солнышко» № _____

Дата выпуска _____
год, месяц, число

Представитель ОТК _____
штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий по качеству:
603070, г. Нижний Новгород, ул. Мещерский бульвар, д. 7/2
ООО «Солнышко», тел. (831) 249-78-99, 243-79-01

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____
год, месяц, число

Продавец _____
подпись

Штамп торговой организации